



CooperVision®
Live Brightly.®

Termékspecifikáció útmutató



MyDay® egynapos eldobható család

MyDay® egynapos eldobható



Nagy teljesítményű, egy napos kontaktlencse a jelentős igény-bevételt jelentő életmódokhoz.

Viselési ütemterv

Napi eldobható

Dioptriartartomány

+5,00D – -6,00D
(0,25D lépésköz)

-0,25 – -6,00
(0,25 D lépésköz)

-6,00 – -12,00
(0,50 D lépésköz)

+0,25 – +5,00
(0,25 D lépésköz)

+5,00 – +8,00
(0,50 D lépésköz)

Kartonméret opciók

30 darabos csomag

Kialakítás

Aszférikus elülső felszín

Anyag / H₂O Tartalom

stenfilcon A / 54%

Bázisgörbület

8,4mm

Átmérő 14,2mm

FDA Csoport SiHy

UV-védelem* Igen

Láthatósági színezés Igen

MyDay® egynapos eldobható toric



Nagy teljesítményű 1 napos kontaktlencsék asztigmiás kontaktlencse-viselőknél.

Viselési ütemterv

Napi eldobható

Dioptriartartomány

Plantól -6,00D-ig
(0,25D lépésköz)

-6,50-től -10,00D-ig
(0,50D lépésköz)

+0,50-től +6,00DS-ig
(0,50D lépésköz)

Kartonméret opciók

30 darabos csomag

Cilinder dioptria

-0,75

-1,25

-1,75

-2,25

Anyag / H₂O Tartalom

stenfilcon A / 54%

Tengely

10° – 20°

70° – 110°

160° – 180°

(10° lépésköz)

Bázisgörbület

8,6mm

Átmérő 1,5mm

FDA Csoport SiHy

UV-védelem* Igen

Láthatósági színezés Igen

Kialakítás

Optimised Toric Lens Geometry™

clariti[®] 1 day család

clariti[®] 1 day



Nagyfokú légáteresztés,¹ kényelem és kiváló ár-érték arány[†] kényelmes, napi, eldobható kontaktlencsék formájában.

Viselési ütemterv

Napi eldobható

Dioptriartartomány

+8,00D – -10,00D
(0,50D lépésköz
+5,00D és +/-
6,00D felett)

Kartonméret opciók

30 darabos csomag

Kialakítás

Aszférikus

Anyag / H₂O Tartalom

somofilcon A / 56%

Bázisgörbület 8,6mm

Átmérő 14,1mm

FDA Csoport SiHy

UV-védelem* Igen

Láthatósági színezés Nem

clariti[®] 1 day toric



Nagyfokú légáteresztés¹, kényelem és kiváló ár-érték arány[†] kényelmes, eldobható napi kontaktlencsék formájában.

Viselési ütemterv

Napi eldobható

Dioptriartartomány

Plan – -6,00D
(0,25D lépésköz)
-6,50D to -9,00D
(0,50D lépésköz)

+0,25D – +4,00D
(0,25D lépésköz)

Plan – -6,00D
(0,25D lépésköz)
-6,50D – -9,00D
(0,50D lépésköz)

Kartonméret opciók

5 darabos csomag
30 darabos csomag

Cilinder dioptria

-0,75
-1,25
-1,75

-0,75
-1,25
-1,75

-2,25

Anyag / H₂O Tartalom

somofilcon A / 56%

Tengely

10°, 20°, 60°,
70°, 80°, 90°,
100°, 110°, 120°,
160°, 170°, 180°

20°, 70°, 90°,
110°, 160°, 180°

10°, 20°, 90°,
160°, 170°, 180°

Bázisgörbület 8,6mm

Átmérő 14,3mm

FDA Csoport SiHy

UV-védelem* Igen

Láthatósági színezés Nem

Kialakítás

Aszférikus

clariti[®] 1 day multifocal



Nagyfokú légáteresztés¹, kényelem és kiváló ár-érték arány[†] kényelmes, eldobható napi kontaktlencsék formájában.

Viselési ütemterv
Napi eldobható

Dioptriartartomány
+5,00D – -6,00D

Kartonméret opciók
5 darabos csomag
30 darabos csomag

Addíció
Alacsony:
+2,25D-ig

Magas:
+2,50D és
+3,00D között
Addícióhoz

Anyag / H₂O Tartalom
somofilcon A / 56%

Kialakítás
Centrálisan közeli,
progresszív köztes
és a periférián távoli

Bázisgörbület 8,6mm
Átmérő 14,1mm
FDA Csoport SiHy
UV-védelem* Igen
Láthatósági színezés Nem

Biofinity[®] család

Biofinity Energys[®]



A világ egyetlen Digital Zone Optics™ technológiával rendelkező kontaktlencséje. Napjaink digitális életmódjához tervezve.

Viselési ütemterv
Napi/flexibilis, akár
29 éjszaka/30 nap

Dioptriartartomány
Plan – -6,00
(0,25 D lépésköz)

-6,00 – -12,00
(0,50 D lépésköz)

+0,25 – +6,00
(0,25 D lépésköz)

+6,00 – +8,00
(0,50 D lépésköz)

Kartonméret opciók
3 darabos csomag

Kialakítás
Aspheric Digital Zone
Optics[®] lens design

Anyag / H₂O Tartalom
comfilcon A / 48%

Bázisgörbület 8,6mm
Átmérő 14,0mm
FDA Csoport SiHy
UV-védelem* Nem
Láthatósági színezés Igen

Biofinity[®]



A prémium minőségű havi kontaktlencsék tartós kényelmet és kiváló látást biztosíthatnak²⁻⁴

Viselési ütemterv
Napi/flexibilis, akár
29 éjszaka/30 nap

Dioptriartartomány
-0,25 – -6,00
(0,25 D lépésköz)

-6,00 – -12,00
(0,50 D lépésköz)

+0,25 – +6,00
(0,25 D lépésköz)

+6,00 – +8,00
(0,50 D lépésköz)

Kartonméret opciók
3 darabos csomag

Kialakítás
Aszférikus

Anyag / H₂O Tartalom
comfilcon A / 48%

Bázisgörbület 8,6mm
Átmérő 14,0mm
FDA Csoport SiHy
UV-védelem* Nem
Láthatósági színezés Igen

Biofinity® toric



A prémium minőségű havi kontaktlencsék tartós kényelmet és kiváló látást biztosíthatnak.⁵⁻⁷

Viselési ütemterv
Napi/flexibilis, akár
29 éjszaka/30 nap

Dioptriartartomány
Plan – -6,00
(0,25 D lépésköz)

-6,00 – -10,00
(0,50 D lépésköz)

+0,25 – +6,00
(0,25 D lépésköz)

+6,00 – +8,00
(0,50 D lépésköz)

**Kartonméret
opciók**
3 darabos csomag

**Cilinder
dioptria**
-0,75
-1,25
-1,75
-2,25

**Anyag / H₂O
Tartalom**
comfilcon A / 48%

Tengely
10° és 180° között
(10°-os lépésekben)

Kialakítás
Optimised Toric
Lens Geometry™

Bázisgörbület 8,7mm

Átmérő 14,5mm

FDA Csoport SiHy

UV-védelem* Nem

**Láthatósági
színezés** Igen

Biofinity® multifocal



A presbiopiához tervezett prémium havi kontaktlencsék hihetetlen kényelmet⁸ és kiváló látást biztosítanak minden távolságban⁹

Viselési ütemterv
Napi/flexibilis, akár
29 éjszaka/30 nap

Dioptriartartomány
+6,00D – -8,00D
(0,50D lépésköz
-6,00D felett)

**Kartonméret
opciók**
3 darabos csomag

Addíció
+1,00
+1,50
+2,00
+2,50

**Anyag / H₂O
Tartalom**
comfilcon A / 48%

Kialakítás
D lencse
N lencse

Bázisgörbület 8,6mm

Átmérő 14,0mm

FDA Csoport SiHy

UV-védelem* Nem

**Láthatósági
színezés** Igen

Biofinity® toric multifocal



Úgy terveztük, hogy lépést tartson a változó látási igényekkel.

Viselési ütemterv
Napi vagy kiterjesztett
viselés/Havicsere

Dioptriartartomány
-10.00 – -6.50
(0.50 lépésköz)

-6.00 – +6.00
(0.25 lépésköz)

-0.75 – -5.75
(0.50 lépésköz)

**Kartonméret
opciók**
3 darabos csomag

**Cilinder
dioptria**
-0.75 – -5.75
(0.50 lépésköz)

Addíció
+1,00
+1,50
+2,00
+2,50

**Anyag / H₂O
Tartalom**
comfilcon A / 48%

Tengely
5° és 180° között
(5°-os lépésekben)

Bázisgörbület 8,7mm

Átmérő 14,5mm

FDA Csoport SiHy

UV-védelem* Nem

**Láthatósági
színezés** Igen

Avaira Vitality™ család

Avaira Vitality™



Nagy teljesítmény. Kiemelkedő ár-érték arány.

Viselési ütemterv

Napi viselés,
havi csere

Dioptriartartomány

+6,00 – -6,00
(0,25D lépésköz)

+6,50 – +8,00 és

-6,50 – -12,00
(0,50D lépésköz)
Nincs plan

Kartonméret opciók

6 darabos csomag

Kialakítás

Aszférikus
elülső felszín

Anyag / H₂O Tartalom

fanfilcon A / 55%

Bázisgörbület 8,4mm


Átmérő 14,2mm

FDA Csoport SiHy

UV-védelem* Igen

**Láthatósági
színezés** Igen

Avaira Vitality™ toric



Nagy teljesítmény. Kiemelkedő érték.

Viselési ütemterv

Napi viselés,
havi csere

Dioptriartartomány

+6,00 – -6,00 D
(0,25 D lépésköz)

-6,50 – -10,00 D
(0,50 D lépésköz)

Kartonméret opciók

6 darabos csomag

Cilinder dioptria

-0,75, -1,25,
-1,75, -2,25

Anyag / H₂O Tartalom

fanfilcon A / 55%

Tengely

10° – 180°
(10° lépésköz)

Kialakítás

Optimised Toric
Lens Geometry™

Bázisgörbület 8,5mm

Átmérő 14,5mm

FDA Csoport SiHy

UV-védelem* Igen

**Láthatósági
színezés** Igen

clariti® család

clariti® elite



Kiváló ár-érték arány, nagy légáteresztés és egész napos kényelem.

Viselési ütemterv

Napi kihordás

Dioptriartartomány

+8,00D – -10,00D
(0,50D lépésköz
+6,00D és -8,00D
felett)

Kartonméret opciók

3 darabos csomag
6 darabos csomag

Anyag / H₂O Tartalom

somofilcon A / 56%

Bázisgörbület 8,6mm

Átmérő 14,2mm

FDA Csoport SiHy

UV-védelem* Igen

**Láthatósági
színezés** Nem

clariti® toric



Kiváló ár-érték arány, nagy légáteresztés és egész napos kényelem

Viselési ütemterv

Napi kihordás

Dioptriartartomány

+6,00D – -9,00D
(0,50D lépésköz
-8,50D felett)

Kartonméret opciók

3 darabos csomag
6 darabos csomag

Cilinder dioptria

-0,75, -1,25,
-1,75, -2,25

Anyag / H₂O Tartalom

somofilcon A / 56%

Tengely

10° – 180°
(10° lépésköz)

Bázisgörbület 8,7mm

Átmérő 14,4mm

FDA Csoport SiHy

UV-védelem* Igen

**Láthatósági
színezés** Nem

clariti® multifocal



Kiváló ár-érték arány, nagy légáteresztés és egész napos kényelem

Viselési ütemterv

Napi kihordás

Dioptriartartomány

+6,00D – -8,00D
(0,50D lépésköz
-6,50D felett)

Kartonméret opciók

3 darabos csomag
6 darabos csomag

Addíció

Alacsony:
+2,25D-ig

Magas:
+2,50D és
+3,00D között

Anyag / H₂O Tartalom

somofilcon A / 56%

Kialakítás

Centrálisan közeli,
progresszív köztes
és a periférián távoli

Bázisgörbület 8,7mm

Átmérő 14,2mm

FDA Csoport SiHy

UV-védelem* Igen

**Láthatósági
színezés** Nem

Proclear® család

Proclear® 1 day



Tiszta látás* és kényelem a szemszárazságot tapasztaló kontaktlencse-viselők számára.

Viselési ütemterv

Napi eldobható

KARTONMÉRET OPCIÓK

30 darabos csomag

Anyag / H₂O Tartalom

omafilcon A / 60%

Bázisgörbület 8,7mm

Átmérő 14,2mm

FDA Csoport 2

UV-védelem* Nem

Láthatósági
színezés Igen

Dioptriartartomány

+8,00D – -12,00D
(0,50D lépésköz
+5,00D és -6,00D
felett)

Kialakítás

Aszférikus

Proclear® 1 day multifocal



Kényelem a szemszárazságot tapasztaló multifokális kontaktlencsét viselők számára.

Viselési ütemterv

Napi eldobható

Kartonméret opciók

30 darabos csomag

Anyag / H₂O Tartalom

omafilcon A / 60%

Bázisgörbület 8,7mm

Átmérő 14,2mm

FDA Csoport 2

UV-védelem* Nem

Láthatósági
színezés Igen

Dioptriartartomány

+6,00D – -10,00D
(0,50D lépésköz
-6,00D felett)

Addíció

Egyetlen lencse-
profil, akár +2.50
D add-ig

Kialakítás

Centrálisan közeli,
aszférikus

Proclear®



Tiszta látás¹⁰ és kényelem a szemszárazságot tapasztaló kontaktlencse-viselők számára.

Viselési ütemterv

Napi viselés /
Havi csere

Kartonméret opciók

3 darabos csomag

Anyag / H₂O Tartalom

omafilcon B / 62%

Bázisgörbület 8,6mm

Átmérő 14,2mm

FDA Csoport 2

UV-védelem* Nem

Láthatósági
színezés Igen

Dioptriartartomány

+20,00D – -20,00D
(0,50D lépésköz +/-
6,00D felett)

Kialakítás

Sphere

Proclear® toric



Egész napos kényelmet nyújt az asztigmatiás, extrém szemszárazságot tapasztaló kontaktlencse-viselők számára.

Viselési ütemterv Napi viselés / Havi csere	Kartonméret opciók 3 darabos csomag 6 darabos csomag	Anyag / H₂O Tartalom omafilcon B / 62%	Bázisgörbület 8,4, 8,8mm
Dioptriartartomány +6,00 – -8,00D (0,50 D lépésköz -6,50 D felett)	Cilinder dioptria -0,75, -1,25, -1,75, -2,25	Tengely 10° – 180° (10° lépésköz)	Átmérő 14,4mm FDA Csoport 2 UV-védelem* Nem Láthatósági színezés Igen
+6,25D – +10,00D (0,50D lépésköz +6,50D felett) -8,50D – -10,00D (0,50D lépésköz)	-0,75, -1,25, -1,75, -2,25,	5° – 180° (5° lépésköz)	
+10,00D – -10,00D (0,50D lépésköz +/- 6,50D felett)steps)	-2,75 – -5,75 (0,50D lépésköz)	5° – 180° (5° lépésköz)	

Proclear® multifocal



Egész napos kényelmet nyújt a szemszárazságot tapasztaló multifokális kontaktlencsét viselők számára.

Viselési ütemterv Napi viselés / Havi csere	Kartonméret opciók 3 darabos csomag	Anyag / H₂O Tartalom omafilcon B / 62%	Bázisgörbület 8,7mm
Dioptriartartomány +6,00D – -8,00D (0,50D lépésköz -6,50D felett)	Addíció +1,00, +1,50, +2,00, +2,50	Kialakítás D lencse N lencse	Átmérő 14,4mm FDA Csoport 2 UV-védelem* Nem Láthatósági színezés Igen
+6,25D – +20,00D és -8,50D – -20,00D (0,50D lépésköz +/- 6,50D felett)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50		
+20,00D – -20,00D (0,50D lépésköz +/- 6,50D felett)	+3,00, +3,50, +4,00		
+20,00D – -20,00D (0,50D lépésköz +/- 6,50D felett)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50, +3,00, +3,50, +4,00		

Proclear® multifocal toric



Egész napos kényelmet nyújt az asztigmatizmus, presbiopiás, és extrém szárazságot tapasztaló viselőknél.

Viselési ütemterv

Napi viselés /
Havi csere

Dioptriartartomány

+20,00D – -20,00D
(0,50D lépésköz +/-
6,50D felett)

Kialakítás

D lencse
N lencse

Kartonméret opciók

3 darabos csomag

Cilinder dioptria

-0,75 – -5,75
(0,50D lépésköz)

Anyag / H₂O Tartalom

omafilcon B / 62%

Tengely

5° – 180°
(5° lépésköz)

Bázisgörbület 8,4, 8,8mm

Átmérő 14,4mm

FDA Csoport 2

UV-védelem* Nem

**Láthatósági
színezés** Igen

Biomedics® család

Biomedics® 55 Evolution



Kényelemre és teljesítményre
tervezve, megfizethető áron.

Viselési ütemterv

Napi kihordás

Dioptriartartomány

+8,00D – -10,00D
(0,50D lépésköz
+5,00D és -6,00D
felett)

Kartonméret opciók

6 darabos csomag

Kialakítás

Aszférikus

Anyag / H₂O Tartalom

ocufilcon D / 55%

Bázisgörbület 8,6, 8,8, 8,9mm


Átmérő 14,2mm

FDA Csoport 4

UV-védelem* Nem

**Láthatósági
színezés** Igen

Biomedics® toric



A megfizethető árú kontaktlencse
asztigmatizmusos páciensek számára.

Viselési ütemterv

Napi kihordás

Dioptriartartomány

+6,00D – -9,00D
(0,50D lépésköz
+5,00D és -6,00D
felett)

Kartonméret opciók

3 darabos csomag

Cilinder dioptria

-0,75, -1,25,
-1,75, -2,25

Anyag / H₂O Tartalom

ocufilcon D / 55%

Tengely

10° – 180°
(10° fokos lépésköz)

Bázisgörbület 8,7mm

Átmérő 14,5mm

FDA Csoport 4

UV-védelem* Igen

**Láthatósági
színezés** Igen

Biomedics® 1 day Extra



Viselési ütemterv
Napi kihordás

Kartonméret opciók

30 darabos csomag

Anyag / H₂O Tartalom

ocufilcon D / 55%

Bázisgörbület 8,6, 8,8mm

Átmérő 14,2mm

UV-védelem* Nem

Láthatósági színezés Igen

Dioptriartartomány

+6,00D – -10,00D
(0,50D lépésköz
+5,00D és -6,00D felett)

Kialakítás

FS: Tri-curve

Kényelemre és teljesítményre tervezve, megfizethető áron.

Biomedics® 1 day Extra toric



Viselési ütemterv
Napi kihordás

Kartonméret opciók

30 darabos csomag

Anyag / H₂O Tartalom

ocufilcon D / 55%

Bázisgörbület 8,7mm

Átmérő 14,5mm

UV-védelem* Igen

Láthatósági színezés Igen

Dioptriartartomány

Plan – -6,00D
(0,25D lépésköz) és
-6,50D – -7,00D
(0,50D lépésköz)

Cilinder dioptria

-0,75
-1,25
-1,75

Tengely

20°, 90°,
160°, 180°

A megfizethető árú kontaktlencse asztigmás páciensek számára.

-7,50D – -10,00D
(0,50D lépésköz)

-0,75
-1,25
-1,75

90°
180°

* Figyelmeztetés: Az UV-szűrős kontaktlencsék nem helyettesítik az UV-szűrős védőszemüvegeket, pl. az UV-szűrős vagy napvédő szemüvegeket, mert nem fedik le az egész szemet és a szemkörnyéki területet. A viselőknél továbbra is használniuk kell az UV-szűrős napszemüveget a szakemberek ajánlása szerint.
† Napi viselés során.

Hivatkozás:

1. Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2005. 2005;82(6):467–472.
2. CooperVision data on file. 2006. Aquaform® Technology uses a matrix of long silicone chains with hydrogen bonds to lock water molecules in the lens for incredible, long-lasting comfort and clarity.
3. CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Air Optix® Aqua spherical lenses over one month of wear.
4. CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Ultra spherical contact lens over one month of wear.
5. Momeni-Moghaddam H, Naroo SA, Askarizadeh F, Tahmasebi F. Comparison of fitting of the different soft toric contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2014;37:346–350 Study lenses: PureVision™ Toric, AirOptix® for Asztigmia, Biofinity® Toric, ACUVUE® Advance for Asztigmia and Proclear® Toric.
6. CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to AIR OPTIX® for Asztigmia contact lens over one month of wear.
7. CooperVision data on file. 2016. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to ULTRA® for Asztigmia over one month of wear.
8. CooperVision data on file. 2006. Aquaform® Technology uses a matrix of long silicone chains with hydrogen bonds to lock water molecules in the lens for incredible, long-lasting comfort and clarity.
9. CooperVision data on file 2011. Clinical Evaluation of Biofinity multifocal® compared to ACUVUE® Oasys for Presbiopia, AIR OPTIX® for Presbiopia and PureVision® Multi-Focal.
10. CVI data on file 2017 & 2014; non-dispensing short-term fitting study. N=40 & n=20.

Az itt szereplő összes márka és szolgáltatási védjegy, kereskedelmi név, kereskedelmi arculat és terméknév a CooperVision, társvállalatai és leányvállalatai bejegyzett védjegyei kivéve, ha ettől eltérően jelezzük. A CooperVision védjegyei kizárólag engedéllyel használhatók fel nyilvánosan.